



PRESENTACIÓN

nurugo **Derma**

STI CARD

[WWW.STICARD.COM/NURUGO](http://WWW.STICARD.COM/NURUGO)

# ÍNDICE

CONTENIDOS

01

**NURUGO DERMA**

INTRODUCCIÓN

02

**NURUGO DERMA**

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

03

**NURUGO DERMA**

¿POR QUÉ?

04

**NURUGO DERMA**

COMPARATIVA

05

**NURUGO DERMA**

IMÁGENES DE PRODUCTO

06

**NURUGO DERMA**

GALERÍA DE IMÁGENES

07

**NURUGO DERMA**

APP NURUGO BOX

08

**NURUGO DERMA**

USOS Y APLICACIONES

09

**NURUGO DERMA**

CONTACTO



STI CARD  
[WWW.STICARD.COM/NURUGO](http://WWW.STICARD.COM/NURUGO)



# NURUGO DERMA

INTRODUCCIÓN




NURUGO Derma es un detector para móviles de las condiciones de la piel. Funciona con la cámara y el flash de cualquier tipo de Smartphone.



# NURUGO DERMA

## INTRODUCCIÓN



**¡LA BELLEZA COMIENZA CON NURUGO DERMA!**

Todo el mundo quiere conservar una piel saludable, sin embargo los cambios y el deterioro son inevitables en nuestros días. Finalmente optamos por acudir a un especialista en dermatología para conseguir un tratamiento, en ocasiones muy costoso para preservar nuestra piel en las mejores condiciones.

NURUGO Derma es una alternativa inteligente para comprobar el estado de nuestra piel en cualquier momento, en cualquier lugar. Con NURUGO Derma podrás capturar imágenes de tu propia piel y guardar dichas fotografías durante un tiempo ilimitado para poder efectuar un diagnóstico del estado de tu piel con un elevado nivel de precisión.




STI CARD  
[WWW.STICARD.COM/NURUGO](http://WWW.STICARD.COM/NURUGO)



# NURUGO DERMA


¿POR QUÉ?



TECNOLOGÍA PATENTADA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN  
Diseñada para gestionar la luz del flash.



IMAGEN CLARA Y PRECISA  
Tasa de ampliación de hasta 115x.



COMPATIBLE CON APPS DERMATOLÓGICAS  
La app mostrará el estado de la piel.



DISPOSITIVO REMOVIBLE  
Úsalo donde y cuando quieras.



STI CARD  
[WWW.STICARD.COM/NURUGO](http://WWW.STICARD.COM/NURUGO)



# NURUGO DERMA

COMPARATIVA

NURUGO Derma		"otro" detector
Alta (prisma, cuerpo metal)	Durabilidad Cómo funciona Alimentación	Normal (prisma, cuerpo plástico ABS)
Cámara y flash del smartphone		Cámara del smartphone y flash externo
No necesita baterías ni cables		Necesita batería externa (pila de botón)



# NURUGO MICRO

IMÁGENES DE PRODUCTO



STI CARD  
[WWW.STICARD.COM/NURUGO](http://WWW.STICARD.COM/NURUGO)



# NURUGO DERMA


GALERÍA DE IMÁGENES (iPhone 6)




Piel  
Imagen sin aumento



Poros  
Imagen sin aumento



Arrugas  
Imagen sin aumento



Raíces del cabello  
Imagen sin aumento




115 X



115 X



115 X



115 X




STI CARD  
[WWW.STICARD.COM/NURUGO](http://WWW.STICARD.COM/NURUGO)





# NURUGO DERMA


APP NURUGO BOX



Desarrollada para obtener imágenes de la piel de alta resolución comparadas con las que tomaría la propia cámara del smartphone. Permite publicar y compartir imágenes y vídeos, desde un punto de vista social, obtenidos con NURUGO Derma.



Desde la pantalla de captura de imágenes y videos se pueden tomar fotografías simples o en modo ráfaga, grabar videos, ajustar el zoom hasta 115 aumentos y también la luminosidad.



En esta pantalla de la aplicación se guardan todas las imágenes y vídeos capturados con NURUGO Derma. Todos los elementos multimedia están organizados por fecha de creación y permiten compartirlos de manera inmediata en NURUGO Box.



NURUGO Box sirve como plataforma para los usuarios de NURUGO para que puedan publicar y compartir los contenidos capturados con sus NURUGO Micro y Derma.



STI CARD  
[WWW.STICARD.COM/NURUGO](http://WWW.STICARD.COM/NURUGO)



# NURUGO DERMA

## USOS Y APLICACIONES



### Usos y aplicaciones

NURUGO Derma tiene múltiples aplicaciones en ámbito dermatológico, estético y cosmético, pero también puede emplearse en otros sectores gracias a la resolución de las imágenes que pueden obtenerse al emplearlo:

- Cuidado personal e higiene (uso doméstico).
- Clínicas dermatológicas.
- Cirugía plástica menor.
- Comercio de cosmética y estética.
- Clínicas de injerto capilar.
- Imprenta y artes gráficas (cuenta hilos).





NURUGO Derma está disponible para su venta tanto a cliente final como a empresas interesadas en su distribución comercial para los diferentes sectores de aplicación. Póngase en contacto con nosotros para conocer los términos y condiciones de compra de este producto.

## NUESTRAS OFICINAS

c/ Medea 4, 2°C – Edificio ECU.  
28037 Madrid, España.

---



+34 91 323 44 74



+34 91 327 47 80



sticard@sticard.com



/página STI Card en Facebook



@sticard

